

OFERTA TRICHINELOSCOP DIGITAL

Fabricat in Romania la firma DELTASYSTECH SRL

Model DT-0321 (lansat in 2020)

DT1610 este un **trichineloscop digital**, destinat pentru depistarea **Trichnella spiralis** la animalele de casa sau la cele salbatice. Imaginea marita a mostrei este proiectata pe ecran si astfel poate fi analizata de mai multe persoane in acelasi timp. Poate fi utilizat cu succes in **laboratoarele** de expertiza veterinara, intreprinderi fermiere sau de vanatoare, carmangerii, in laboratoarele crescatorilor de animale, etc.



Specificatii

Putere de marire	20...80...120x
Senzorul de imagine	3Mp
Rezolutia capturii de imagine	1920 x 1080, 1280 x 720
Frame rate	30fps
Filtru de polarizare	DA
Format imagini capturate	JPEG sau BMP
Illuminare	transmisa / incidenta
lesiri video	HDMI
lesire video	1080p (HD)
Interfata computer	USB
Monitor	21 " - montare pe mas
Limbi meniu	Engleza - Chineza - japoneza
Intensitatea luminoasa	Ajustabila
Fereastră de iluminare	50x90 mm
Software	CD - cuplare la PC
Stand (dimensiuni)	370x245x350 mm
Greutate	5 Kg
Alimentare electrica Camera	Adaptor 5V
Alimentate electrica iluminare	Adaptor 12V

Garantie 2 ani

Nota - cuplarea la PC este optionala, dispozitivul functionand independent de PC prin afisarea directa pe monitor a imaginilor ce pot fi si stocate pe TF cardul din camera video (TF cardul este inclus in configuratie)

Pentru oferta de pret va rog sa ne contactati pe email : office@deltasystech.ro

Livrabil din stoc de la 01-01-2021

DELTASYSTECH SRL
Raileanu Mihai

01-01-2021